



IYAN

12

வேதியியல் செய்முறை ஏடு



பா. ஜூயப்பன் M.Sc., B.Ed., M.Phil.,
K. N. மேல்நிலைப் பள்ளி
கழுதி

1. பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் நிறையைக் கண்டறிதல்

நோக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலில் 750மி.லி.ல் கரைந்துள்ள படிக பெர்ரஸ் சல்பேட் நிறையைக் கணக்கிடுதல். 0.1102 N திறனுள்ள பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல் திட்ட கரைசலாகவும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் இணைப்பு கரைசலாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமான செய்முறை:-

வ.எண்	பொருளடக்கம்	தரம் பார்த்தல் I	தரம் பார்த்தல் II
1	பியூரெட் கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20 மி.லி. திட்ட ∴ பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்	20 மி.லி. செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல்
3	சேர்க்க வேண்டிய அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்
4	வெப்ப நிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	சுய நிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)	சுய நிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)
6	முடிவு நிலை	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்	நிலைத்த வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்
7	$\therefore \text{பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் சமான நிறை} = 278$		

திட்ட ∴ பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன் = 0.1102 N

தரம் பார்த்தல் I: KMnO4 இணைப்பு கரைசல் Vs திட்ட ∴ பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்

வ.எண்	திட்டFAS கரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		KMnO ₄ இணைப்பு கரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்துளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\begin{aligned}
 \text{திட்ட பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் கன அளவு } V_1 &= 20 \text{ மி.லி.} \\
 \text{திட்ட பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன் } N_1 &= 0.1102 \text{ N} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கன அளவு } V_2 &= \text{ மி.லி} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் } N_2 &= ? \\
 \text{பருமனாறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\
 \therefore N_2 &= \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{20 \times 0.1102}{.....} \\
 &= \text{ N}
 \end{aligned}$$

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் $N_2 = \dots \text{ N}$

தரம் பார்த்தல் II: KMnO4 இணைப்பு கரைசல் Vs செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல்

வ.எண்	திறனாறியாFASகரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		KMnO ₄ இணைப்பு கரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்துளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி (<chem>KMnO4</chem>)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\begin{aligned}
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கன அளவு } V_1 &= \text{ மி.லி.} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் } N_1 &= \text{ N} \\
 \text{செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் கன அளவு } V_2 &= 20 \text{ மி.லி} \\
 \text{செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் திறன், } N_2 &= ? \\
 \text{பருமனாறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\
 \therefore N_2 &= \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{..... \times}{20} \\
 &= \text{ N.}
 \end{aligned}$$

செறிவறியா ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் கண்டறிந்த திறன் $N_2 = \dots \text{ N}$

எடையறிதல்:

$$\begin{aligned}
 \text{கொடுக்கப்பட்டுள்ள 750 மி.லிலி லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் நிறை} \\
 &= \text{சமான நிறை} \times \text{திறன்} \times \frac{750}{1000} \\
 &= 278 \times \times 0.75 = \text{கி.}
 \end{aligned}$$

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 750 மி. லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ∴ பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் நிறை = கி.

2. பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின் நிறையைக் கண்டறிதல்

நோக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலில் 1500 மில்லி லிட்டரில் கரைந்துள்ள படிக :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் நிறையைக் கணக்கிடுதல். 0.1024 N திறனுள்ள பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல் திட்ட கரைசலாகவும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் இணைப்பு கரைசலாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமான செய்முறை:-

வ.எண்	பொருளாடக்கம்	தரம் பார்த்தல் I	தரம் பார்த்தல் II
1	பியூரெட் கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20 மி.லி. திட்ட :. பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல்	20 மி.லி. செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்
3	சேர்க்க வேண்டிய அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்
4	வெப்ப நிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	சுய நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)	சுய நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
6	முடிவு நிலை	நிலைத்த வெளிநிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்	நிலைத்த வெளிநிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்
7		\therefore பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின் சமான நிறை = 392	

திட்ட :. பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் திறன் = 0.1024 N

தரம் பார்த்தல் I: $KMnO_4$ இணைப்பு கரைசல் Vs திட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசல்

வ.எண்	திட்டFS கரைசலின் கனஅளவு (மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		$KMnO_4$ இணைப்பு கரைசலின்கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்துஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\begin{aligned}
 \text{திட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் கன அளவு} & V_1 = 20 \text{ மி.லி.} \\
 \text{திட்ட பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலின் திறன்} & N_1 = 0.1024 \text{ N} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கன அளவு} & V_2 = \text{ மி.லி} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன்} & N_2 = ? \\
 \text{பருமனறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி} & V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\
 & \therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{20 \times 0.1024}{.....} \\
 & = \text{ N}
 \end{aligned}$$

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் $N_2 = \text{ N}$

தரம் பார்த்தல் II: $KMnO_4$ இணைப்பு கரைசல் Vs செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்

வ.எண்	திறனறியாFASகரைசலி கனஅளவு(மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		$KMnO_4$ இணைப்பு கரைசலின்கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்துஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\begin{aligned}
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கன அளவு} & V_1 = \text{ மி.லி.} \\
 \text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன்} & N_1 = \text{ N} \\
 \text{செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் கன அளவு} & V_2 = 20 \text{ மி.லி} \\
 \text{செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன்} & N_2 = ? \\
 \text{பருமனறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி} & V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \\
 & \therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{..... \times 20}{20} \\
 & = \text{ N.}
 \end{aligned}$$

செறிவறியா :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன் $N_2 = \text{ N}$

எடையறிதல்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 1500 மி. லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின்

$$\begin{aligned}
 \text{நிறை} & = \text{சமான நிறை} \times \text{திறன்} \times \frac{1500}{1000} \\
 & = 392 \times \times 1.5 = \text{கி.}
 \end{aligned}$$

முடிவு: கொடுக்கப்பட்ட 1500 மி. லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக :.பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட்டின் நிறை = கி.

3. ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையைக் கண்டறிதல்

நோக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலில் 500 மில்லி லிட்டரில் கரைந்துள்ள படிக ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையைக் கணக்கிடுதல். 0.1 N திறனுள்ள பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல் திட்ட கரைசலாகவும், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் இணைப்பு கரைசலாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமான செய்முறை:-

வ.எண்	பொருளாடக்கம்	தரம் பார்த்தல் I	தரம் பார்த்தல் II
1	பியூரெட் கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இணைப்பு கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20 மி.லி. திட்ட :. பெர்ஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்	20 மி.லி. செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசல்
3	சேர்க்க வேண்டிய அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்	20 மி.லி. 2N நீர்த்த கந்தக அமிலம்
4	வெப்ப நிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	சுய நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)	சுய நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
6	முடிவு நிலை	நிலைத்த வெளிநிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்	நிலைத்த வெளிநிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல்
7	ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் சமான நிறை = 63		

திட்ட :. பெர்ஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன் = 0.1 N

தரம் பார்த்தல் I : $KMnO_4$ இணைப்பு கரைசல் Vs திட்ட :. பெர்ஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசல்

வ.எண்	திட்டFAS கரைசலின் கணஅளவு (மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		$KMnO_4$ இணைப்பு கரைசலின் கணஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\text{திட்ட பெர்ஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் கண அளவு } V_1 = 20 \text{ மி.லி.}$$

$$\text{திட்ட பெர்ஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் கரைசலின் திறன் } N_1 = 0.1 \text{ N}$$

$$\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கண அளவு } V_2 = \dots \text{ மி.லி}$$

$$\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் } N_2 = ?$$

$$\text{பருமனறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$\therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{20 \times 0.1}{\dots} \dots \text{ N}$$

$$\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் } N_2 = \dots \text{ N}$$

தரம் பார்த்தல் II : $KMnO_4$ இணைப்பு கரைசல் Vs செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசல்

வ.எண்	திறனறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் கணஅளவு(மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		$KMnO_4$ இணைப்பு கரைசலின் கணஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	சுயநிறங்காட்டி ($KMnO_4$)
2	20	0	

கணக்கீடு :

$$\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் கண அளவு } V_1 = \dots \text{ மி.லி.}$$

$$\text{பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலின் திறன் } N_1 = \dots \text{ N}$$

$$\text{செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் கண அளவு } V_2 = 20 \text{ மி.லி}$$

$$\text{செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் திறன், } N_2 = ?$$

$$\text{பருமனறி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$\therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{\dots \times \dots}{20} = \dots \text{ N.}$$

$$\text{செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் கண்டறிந்த திறன் } N_2 = \dots \text{ N}$$

எடையறிதல்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 500 மி. லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறை

$$= \text{சமான நிறை} \times \text{திறன்} \times \frac{500}{1000}$$

$$= 63 \times \dots \times 0.5 = \dots \text{கி.}$$

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட 500 மி.லி. கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறை =கி.

4. சோடியம் வைத்ராக்ஷைடன் நிறையைக் கண்டறிதல்

நோக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசலில் 250 மில்லி லிட்டரில் கரைந்துள்ள சோடியம் வைத்ராக்ஷைடன் நிறையைக் கணக்கிடுதல். 0.0948 N திறனுள்ள சோடியம் கார்பனேட் கரைசல் திட்ட கரைசலாகவும், HCl இணைப்பு கரைசலாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சருக்கமான செய்முறை:-

வ.எண்	பொருளாடக்கம்	தரம் பார்த்தல் I	தரம் பார்த்தல் II
1	பியூரெட் கரைசல்	HCl இணைப்பு கரைசல்	HCl இணைப்பு கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20 மி.லி. திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசல்	20 மி.லி. செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசல்
3	வெப்ப நிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
4	நிறங்காட்டி	மெத்தல் ஆரஞ்சு	பினாப்தலீன்
5	முடிவு நிலை	வெளிறிய மஞ்சள் நிறம் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுதல்	இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்
6	சோடியம் வைத்ராக்ஷைடன் சமான நிறை	= 40	

திட்ட சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசலின் திறன் = 0.0948 N

தரம் பார்த்தல் I: HCl இணைப்பு கரைசல் Vs திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசல்

வ.எண்	திட்ட Na_2CO_3 கரைசலின் கணஅளவு (மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		HCl இணைப்பு கரைசலின் கணஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	மெத்தல் ஆரஞ்சு
2	20	0	

கணக்கீடு :

திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசலின் கன அளவு

$$V_1 = 20 \text{ மி.லி.}$$

திட்ட சோடியம் கார்பனேட் கரைசலின் திறன்

$$N_1 = 0.0948 \text{ N}$$

HCl இணைப்பு கரைசலின் கன அளவு

$$V_2 = \text{ மி.லி.}$$

HCl இணைப்பு கரைசலின் திறன்

$$N_2 = ?$$

$$\begin{aligned} \text{பருமன்றி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\ \therefore N_2 &= \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{20 \times 0.0948}{.....} \\ &= \text{ N} \end{aligned}$$

HCl இணைப்பு கரைசலின் திறன் $N_2 = \text{ N}$

தரம் பார்த்தல் II: HCl இணைப்பு கரைசல் Vs செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசல்

வ.எண்	செறிவறியா NaOH கரைசலின் கணஅளவு (மி.லி)	பியூரெட்டின் அளவுகள்		HCl இணைப்பு கரைசலின் கணஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவீடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	பினாப்தலீன்
2	20	0	

கணக்கீடு :

HCl இணைப்பு கரைசலின் கன அளவு

$$V_1 = \text{ மி.லி.}$$

HCl இணைப்பு கரைசலின் திறன்

$$N_1 = \text{ N}$$

செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசலின் கன அளவு

$$V_2 = 20 \text{ மி.லி.}$$

செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசலின் திறன்

$$N_2 = ?$$

$$\begin{aligned} \text{பருமன்றி பகுப்பாய்வு விதியின் படி } V_1 \times N_1 &= V_2 \times N_2 \\ \therefore N_2 &= \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{..... \times}{20} \\ &= \text{ N} \end{aligned}$$

செறிவறியா சோடியம் வைத்ராக்ஷைடு கரைசலின் திறன் $N_2 = \text{ N}$

எடையறிதல்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 250 மில்லி லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக சோடியம் வைத்ராக்ஷைடன் நிறை = சமான நிறை \times திறன் $\times \frac{250}{1000}$
 $= 40 \times \times 0.25 = \text{கி.}$

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட 250 மி.லி. கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக சோடியம் வைத்ராக்ஷைடன் நிறை =கி.

க. ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிறையைக் கண்டறிதல்

நோக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவெறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலில் 1250 மில்லி லிட்டரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிறையைக் கணக்கிடுதல். 0. 1010N திறனுள்ள HCl கரைசல் திட்ட கரைசலாகவும், NaOH இணைப்பு கரைசலாகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமான செய்முறை:-

வ.எண்	பொருளாடக்கம்	தரம் பார்த்தல் I	தரம் பார்த்தல் II
1	பியூரெட் கரைசல்	HCl கரைசல்	செறிவெறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலக் கரைசல்
2	பிப்பெட் கரைசல்	20 மி.லி. இணைப்பு சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசல்	20 மி.லி. இணைப்பு சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசல்
3	வெப்ப நிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
4	நிறங்காட்டி	பினாப்தலீன்	பினாப்தலீன்
5	முடிவு நிலை	இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்	இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்
6	ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் சமான நிறை = 63		

திட்ட HCl கரைசலின் திறன் = 0.1010 N

தரம் பார்த்தல் I : NaOH இணைப்பு கரைசல் Vs திட்ட HCl கரைசல்

வ.எண்	NaOH கரைசலின் கனஅளவு (மி.லி)	பியூரெடின் அளவுகள்		HCl கரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவிடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	பினாப்தலீன்
2	20	0

கணக்கீடு :

திட்ட HCl கரைசலின் கன அளவு

$$V_1 = \dots \text{மி.லி}$$

திட்ட HCl கரைசலின் திறன்

$$N_1 = 0.1010 N$$

சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசலின் கன அளவு

$$V_2 = 20 \text{ மி.லி.}$$

சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசலின் திறன்

$$N_2 = ?$$

பருமன்றி பகுப்பாய்வு விதியின் படி $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$\therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{\dots \times 0.1010}{20}$$

$$= \dots \text{N}$$

சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசலின் திறன் $N_2 = \dots \text{N}$

தரம் பார்த்தல் II : NaOH இணைப்பு கரைசல் Vs செறிவெறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசல்

வ.எண்	NaOH கரைசலின் கனஅளவு (மி.லி)	பியூரெடின் அளவுகள்		ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் கனஅளவு(மி.லி)	ஒத்தஅளவிடு (மி.லி)	நிறங்காட்டி
		ஆரம்பம்	இறுதி			
1	20	0	பினாப்தலீன்
2	20	0

கணக்கீடு :

சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசலின் கன அளவு $V_1 = 20 \text{ மி.லி}$

சோடியம் ஹெப்ட்ராக்சைடு கரைசலின் திறன் $N_1 = \dots \text{N}$

செறிவெறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் கன அளவு $V_2 = \dots \text{மி.லி.}$

செறிவெறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலின் திறன் $N_2 = ?$

பருமன்றி பகுப்பாய்வு விதியின் படி $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$\therefore N_2 = \frac{V_1 \times N_1}{V_2} = \frac{20 \times \dots}{\dots}$$

$$= \dots \text{N}$$

செறிவெறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலக் கரைசலின் திறன் $N_2 = \dots \text{N}$

எடையறிதல்:


கொடுக்கப்பட்டுள்ள 1250 மில்லி லிட்டர் கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிறை

$$= \text{சமான நிறை} \times \text{திறன்} \times \frac{1250}{1000}$$

$$= 63 \times \dots \times 1.25 = \dots \text{கி.}$$

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 1250 மி.லி. கரைசலில் கரைந்துள்ள படிக ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிறை =கி.



கரிம பண்பறிப் பகுப்பாய்வு - பொதுவான செய்முறை

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வி. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1.	மணம்	மீனின் மணம் கசந்த பாதாம் மணம் பீனாலின் மணம் நறுமணமிக்க பழவாசைன குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெவரவில்லை	அமீனாக இருக்கலாம் பென்சால்டிஹெஹ்டாக இருக்கலாம். பீனாலாக இருக்கலாம். எஸ்ட்ராக இருக்கலாம். அமீன், பென்சால்டிஹெஹ்டு, பீனால், எஸ்டா இல்லை.
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச்சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நீல லிட்மஸ் சிவப்பாகிறது. சிவப்பு லிட்மஸ் நீலமாகிறது நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் (அ)பீனாலாகஇருக்கலாம். அமீனாக இருக்கலாம் கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால்மற்றும் அமீன்இல்லை.
3.	சோடியம் பைகார்ப்பேனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பை கார்ப்பேனேட் + சில துளி கரிமச்சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்கிறது. நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்வதில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக இருக்கலாம். கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்ஷ் வினைப்பொருஞ்சுடன் வினை: சிலதுளி கரிமச்சேர்மம் +3ml போர்ஷ் வினைப்பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது. மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹெஹ்டு (அ) கீட்டோனாகஇருக்கலாம். ஆல்டிஹெஹ்டு (அ) கீட்டோன் இல்லை.
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ +மிதமாகவெப்பப்படுத்தப்படுது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகிறது. கரியாகவில்லை.	கார்போஹெஹ்ட் ரேட் உள்ளது. கார்போஹெஹ்ட் ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல்கரண்டியில் எடுத்து புஞ்சன்சுடரில்எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது. கரிப்புகையற்ற சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் அலிபாட்டிக் சேர்மம்
----	---	---	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நிருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறைகிறது. நிறம் மறைந்து வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது. புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூறா கரிமச் சேர்மம். அரோமேட்டிக் அமீன் (அ) பீனாலாக உள்ளது. நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	KMnO ₄ கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + 2mlநீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரங்கலந்த குலுக்கப்படுகிறது.	KMnO ₄ கரைசலின் இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைகிறது. KMnO ₄ கரைசலின் இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூறா கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது. நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

வினைசெயல் தொகுதிகளுக்கான சோதனை. பீனாலுக்கான சோதனை

9.	நடுநிலை FeCl ₃ கரைசல் சோதனை: 2ml நடுநிலை FeCl ₃ கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + கலக்கப்படுகிறது. (நிறம் உண்டாகவில்லையெனில்) 3 (அ) 4 துளி ஆல்கஹால் சேர்க்கப்படுகிறது.	ஊதா அல்லது பச்சை நிறம் உண்டாகிறது.	பீனாலிக் சேர்மம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	---	------------------------------------	---

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்திற்கான சோதனை

10.	எஸ்ட்ராக்குதல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம்+1ml எத்தில் ஆல்கஹால் + 5 துளிகள் அடர் H ₂ SO ₄ + 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தி பீக்கரில் உள்ள சோடியம் கார்பனேட் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது.	நறுமணமிக்க பழவாசனை உணரப்படுகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
-----	--	-----------------------------------	--

ஆல்டிஹைடுக்கான சோதனை

11.	டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் சோதனை: 2ml டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் + 4 துளிகள் கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சோதனைக் குழாயினுள் பளபளப்பான வெள்ளி ஆடி உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைடு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
12.	பெலிங்ஸ் சோதனை: 1ml பெலிங்ஸ் A மற்றும் B கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைடு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.

கீட்டோனுக்கான சோதனை

13.	லீகல்ஸ் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml சோடியம்னைட்ரோ புரூசைடு கரைசல் + சோடியம் ஹைட்ராக்கசைடு கரைசல் துளி துளியாக சேர்க்கப்படுகிறது.	சிவப்பு நிறம் உண்டாகிறது.	கீட்டோன் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
-----	--	---------------------------	---

அமீனுக்கான சோதனை

14.	சாய சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml HCl ல் கரைக்கப்படுகிறது. + NaNO ₂ உப்பு + பனிக்கட்டி கொண்டு குளிர்விக்கப்படுகிறது. பின் சோடியம் ஹைட்ராக்கசைடில் கரைத்து குளிர்விக்கப்பட்ட β - நாப்தால் கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.	ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற சாயம் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் ஓரிஜெனைய அமீன் உள்ளது.
-----	---	--------------------------------------	------------------------------------

டைஅமைடுக்கான சோதனை

15.	பையூர்ட் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின் குளிர்விக்கப்படுகிறது. 2ml நீரி ல் கரைக்கப்படுகிறது. + 1ml நீர்த்த காப்பர் சல்பேட் கரைசல் + 10% சோடியம் ஹைட்ராக்கசைடு கரைசல்துளிதுளியாகசேர்க்கப்படுகிறது.	ஊதா நிறம் உண்டாகிறது.	டைஅமைடு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
-----	--	-----------------------	--

கார்போஹைட்ரேட்டுக்கான சோதனை

16.	மாலிவிட் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீரில் கரைக்கப்படுகிறது. + 4 துளி ஆல்பா நாப்தால்+ அடர் H ₂ SO ₄ சோதனைக் குழாயின் பக்கங்கள் வழியாக சேர்க்கப்படுகிறது.	இரு திரவங்கள் சந்திப்பில் ஊதா (அ) சிவப்பு கலந்த ஊதா நிறவளையம் உண்டாகிறது.	கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
17.	ஒச்சோன் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml பினைல் ஹைட்ரசீன். இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	மஞ்சள் நிற படிகங்கள் உண்டாகிறது.	கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.

முடிவு: கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்

- i) அரோமேட்டிக் / அலிபாட்டிக் சேர்மமாகும்.
- ii) நிறைவூற்று / நிறைவூறா தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
- iii) வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	சேர்மத்தின் பெயர்	அரோமேட்டிக் / அலிபாட்டிக்	நிறைவூற்று / நிறைவூறா	வினைசெயல் தொகுதி
1.	பென்சால்டிஹைட்டு	அரோமேட்டிக்	நிறைவூற்று	ஆல்டிஹைடு
2.	சின்னமால்டிஹைட்டு	அரோமேட்டிக்	நிறைவூறா	ஆல்டிஹைடு
3.	அசிட்டோபைனோன்	அரோமேட்டிக்	நிறைவூற்று	கீட்டோன்
4.	பென்சாயிக் அமிலம்	அரோமேட்டிக்	நிறைவூற்று	கார்பாக்சிலிக் அமிலம்
5.	சின்னமிக் அமிலம்	அரோமேட்டிக்	நிறைவூறா	கார்பாக்சிலிக் அமிலம்
6.	யூரியா	அலிபாட்டிக்	நிறைவூற்று	டைஅமைடு
7.	குஞக்கோஸ்	அலிபாட்டிக்	நிறைவூற்று	ஆல்டிஹைடு கார்போஹைட்ரேட்
8.	அனிலீன்	அரோமேட்டிக்	நிறைவூற்று	அமீன்
9.	சாலிசிலிக் அமிலம்	அரோமேட்டிக்	நிறைவூற்று	பீனால் கார்பாக்சிலிக் அமிலம்

1. பென்சால்டிஹைட்டு

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வ. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	கசந்த பாதாம் மணம்	பென்சால்டிஹைட்டாக இருக்கலாம்.
2.	விட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான விட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால் மற்றும் அமீன் இல்லை
3.	சோடியம் பை கார்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகவதில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வீட் வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வீட் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்ச (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைட்டு (அ) கீட்டோனாக இருக்கலாம்.
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புஞ்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	----------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த �KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளங்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

ஆல்டிஹைட்டுக்கான சோதனை

9.	டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் சோதனை: 2ml டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் + 4 துளிகள் கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சோதனைக் குழாயினுள் பளபளப்பான வெள்ளி ஆடி உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைட்டு உள்ளது.
10.	பெலிங்ஸ் சோதனை: 1ml பெலிங்ஸ் A மற்றும் B கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைட்டு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்

i) அரோமேட்டிக் சேர்மாகும்.

ii) நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

iii) ஆல்டிஹைட்டு வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

2. சின்னமால்டிஹைடு

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வி. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டிஹைடு, பீனால், எஸ்டர் இல்லை.
2.	விட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான விட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால் மற்றும் அமீன் இல்லை
3.	சோடியம் பை கார்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்வதில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வி வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வி வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைடு (அ) கீட்டோனாக இருக்கலாம்.
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுத்துவதில் கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புஞ்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சூர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	---------------------------------	--

நிறைவேற்ற (அ) நிறைவூராத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீர்டான் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறைகிறது.	நிறைவூரா கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த �KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளங்சிவப்பு நிறம் மறைகிறது.	நிறைவூரா கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

ஆல்டிஹைடுக்கான சோதனை

9.	டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் சோதனை: 2ml டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் + 4 துளிகள் கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சோதனைக் குழாயினுள் பளபளப்பான வெள்ளி ஆடி உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைடு உள்ளது.
10.	பெலிங்ஸ் சோதனை: 1ml பெலிங்ஸ் A மற்றும் B கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹைடு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்

i) அரோமேட்டிக் சேர்மாகும்.

ii) நிறைவூரா தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

iii) ஆல்டிஹைடு வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

3. அசிட்டோபீனோன்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வி. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டினைக்டு, பீனால், எஸ்டர்ஆல்லை.
2.	விட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான விட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால் மற்றும் அமீன் இல்லை
3.	சோடியம் பை கார்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்வதில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வீட் வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வீட் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரங்க (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகிறது.	ஆல்டினைக்டு (அ) கீட்டோனாக இருக்கலாம்.
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + அடர் H_2SO_4 + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போனைக்ட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	----------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த $KMnO_4$ + குலுக்கப்படுகிறது	$KMnO_4$ கரைசலின் இளங்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

கீட்டோனுக்கான சோதனை

9.	லீகல்ஸ் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml சோடியம் நைட்ரோ புரைசெடு கரைசல் + சோடியம் ஹைட்ராக்கசெடு கரைசல் துளி துளியாக சேர்க்கப்படுகிறது.	சிவப்பு நிறம் உண்டாகிறது.	கீட்டோன் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	---	---------------------------	---

முடிவு:

- கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்
- i) அரோமேட்டிக் சேர்மமாகும்.
 - ii) நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
 - iii) கீட்டோன் வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

4. பென்சாயிக் அமிலம்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வ. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டிஹைட்டு, பீனால், எஸ்டர் இல்லை.
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நீல லிட்மஸ் சிவப்பாகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் (அ)பீனாலாகஇருக்கலாம்.
3.	சோடியம் பைகார்ப்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்ப்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்கிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக இருக்கலாம்.
4.	போர்வாச் வினைப் பொருஞ்சுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வாச் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹைட்டு (அ) கீட்டோன் இல்லை. .
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	----------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளங்கிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்திற்கான சோதனை

9.	எஸ்ட்ராக்குதல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml எத்தில் ஆல்கஹோல் + 5 துளிகள் அடர் H ₂ SO ₄ + 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தி இக்கலவையைப் பீக்கரில் உள்ள சோடியம் கார்பனேட் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது.	நறுமணமிக்க பழவாசனை உணரப்படுகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	--	-----------------------------------	--

முடிவு:

- கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்
- அரோமேட்டிக் சேர்மமாகும்.
 - நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
 - கார்பாக்சிலிக் அமில வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

5.சின்னமிக் அமிலம்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வ. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டிஹைட்டு, பீனால், எஸ்டர் இல்லை.
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நீல லிட்மஸ் சிவப்பாகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் (அ)பீனாலாகஇருக்கலாம்.
3.	சோடியம் பைகார்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்கிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக இருக்கலாம்.
4.	போர்வஷ் வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வஷ் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹைட்டு (அ) கீட்டோன் இல்லை. .
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	----------------------------------	--

நிறைவேற்று (அ) நிறைவூராத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் +குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறைகிறது	நிறைவூரா கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளங்கிவப்பு நிறம் மறைகிறது.	நிறைவூரா கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்திற்கான சோதனை

9.	எஸ்ட்ராக்குதல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml எத்தில் ஆல்கஹோல் + 5 துளிகள் அடர் H ₂ SO ₄ + 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தி இக்கலவையைப் பீக்கரில் உள்ள சோடியம் கார்பனேட் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது.	நறுமணமிக்க பழவாசனை உணரப்படுகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	--	-----------------------------------	--

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்

i) அரோமேட்டிக் சேர்மமாகும்.

ii) நிறைவூரா தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

iii) கார்பாக்சிலிக் அமில வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

6. யூரியா

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வ. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டிஹெட்டு, பீனால், எஸ்டார் இல்லை.
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால் மற்றும் அமீன் இல்லை
3.	சோடியம் பைகார்ப்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்ப்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழவில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வீட் வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வீட் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிரச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்சு (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹெட்டு (அ) கீட்டோன் இல்லை. .
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + அடர் H_2SO_4 + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹெட்ட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் கூடில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையற்ற கூடர் உண்டாகிறது.	அலிபாட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	---	---------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நிருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த $KMnO_4$ + குலுக்கப்படுகிறது	$KMnO_4$ கரைசலின் இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

டைஅமைடுக்கான சோதனை

9.	பையூரட் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின் குளிர்விக்கப்படுகிறது. 2ml நீரில் கரைக்கப்படுகிறது. + 1ml நீர்த்த காப்பர் சல்பேட் கரைசல் + 10% சோடியம் ஹெட்ராக்கசைடு கரைசல் துளி துளியாக சேர்க்கப்படுகிறது.	ஊதா நிறம் உண்டாகிறது.	டைஅமைடு உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	---	-----------------------	--

முடிவு:

- கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்
- அலிபாட்டிக் சேர்மமாகும்.
 - நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
 - டைஅமைடு வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

7. குஞக்கோஸ்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வி. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	குறிப்பிடத்தக்க மணம் வெளிவரவில்லை	அமீன், பென்சால்டிஹெஹடு, பீனால், எஸ்டார் இல்லை.
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நிறமாற்றம் ஏதும் இல்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம், பீனால் மற்றும் அமீன் இல்லை
3.	சோடியம் பைகார்ப்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்ப்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழவில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வீட் வினைப் பொருஞ்சுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வீட் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்ச (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹெஹடு (அ) கீட்டோன் உள்ளது. .
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + அடர் H_2SO_4 + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகிறது.	கார்போஹெஹட்ரேட் உள்ளது.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையற்ற சுடர் உண்டாகிறது.	அலிபாட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	---------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த கீமானோடை + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளஞ்சியப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

ஆல்டிஹெஹடுக்கான சோதனை

9.	டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் சோதனை: 2ml டாலன்ஸ் வினைப் பொருள் + 4 துளிகள் கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சோதனைக் குழாயினுள் பனபாஸ்பான் வெள்ளி ஆடி உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹெஹடு உள்ளது.
10.	பெலிங்ஸ் சோதனை: 1ml பெலிங்ஸ் A மற்றும் B கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	சிவப்பு நிற வீழ்படிவ உண்டாகிறது.	ஆல்டிஹெஹடு உள்ளது

கார்போஹெஹட்ரேட்டுக்கான சோதனை

11.	மாலிவீட் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + 2ml நீரில் கரைக்கப்படுகிறது. + 4 துளி ஆல்பா நாப்தால்+ அடர் H_2SO_4 சோதனைக் குழாயின் பக்கங்கள் வழியாக சேர்க்கப்படுகிறது.	இரு திரவங்கள் சந்திப்பில் ஊதா (அ) சிவப்பு கலந்த ஊதா நிறவளையம் உண்டாகிறது.	கார்போஹெஹட்ரேட் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
12.	ஒச்சோன் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml பினைல் ஹெஹட்ரசீன். இக்கலவையை கொதிநீரில் வைத்து 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	மஞ்சள் நிற படிகங்கள் உண்டாகிறது.	கார்போஹெஹட்ரேட் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.

முடிவு: கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம் i) அலிபாட்டிக் சேர்மமாகும்.

ii) நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.

iii) ஆல்டிஹெஹடு மற்றும் கார்போஹெஹட்ரேட் வினைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

8. அனிலீன்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வி. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	மீனின் மணம்	அமீனாக இருக்கலாம்
2.	லிட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான லிட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	சிவப்பு லிட்மஸ் நீலமாகிறது	அமீனாக இருக்கலாம்
3.	சோடியம் பை கார்பனேட்டுடன் விளை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்வதில்லை.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இல்லை.
4.	போர்வால் விளைப் பொருளுடன் விளை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்வால் விளைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்ச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரங்க (அ) சிவப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹைடு (அ) கீட்டோன் இல்லை.
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + அடர் H_2SO_4 + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புன்சன் கடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	---	----------------------------------	--

நிறைவூற்று (அ) நிறைவூறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் விளை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் + குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறைந்து வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் அமீன் (அ) பீனாலாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த தாங்க கரைசல் KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவூற்று கரிமச் சேர்மமாக உள்ளது.

அமீனுக்கான சோதனை

9.	சாய சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml HCl ல் கரைக்கப்படுகிறது.+ NaNO ₂ உப்பு + பளிக்கட்டி கொண்டு குளிர்விக்கப்படுகிறது. பின் சோடியம் வைத்தாக்கசைடில் கரைத்து குளிர்விக்கப்பட்ட β - நாப்தால் கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது.	ஆரங்க சிவப்பு நிற சாயம் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் ஓரினைய அமீன் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	--	-------------------------------------	---

முடிவு:

- கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்
- i) அரோமேட்டிக் சேர்மமாகும்.
- ii) நிறைவூற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
- iii) அமீன் விளைசெயல் தொகுதியைப் பெற்றுள்ளது.

9. சாலிசிலிக் அமிலம்

முதல் நிலைச் சோதனைகள்:

வ. எண்	செய்வன	காண்பன	அறிவன
1	மணம் :	பீணாலின் மணம்	பீணாலாக இருக்கலாம்.
2.	விட்மஸ் தாள் சோதனை: கரிமச் சேர்மத்தை ஈரமான விட்மஸ் தாளில் தோய்க்கப்படுகிறது.	நீல விட்மஸ் சிவப்பாகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் (அ)பீணாலாகஇருக்கலாம்.
3.	சோடியம் பைகார்பனேட்டுடன் வினை: 2மி.லி சோடியம் பைகார்பனேட் + சில துளி கரிமச் சேர்மம்.	நுரைத்துப் பொங்குதல் நிகழ்கிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலமாக இருக்கலாம்.
4.	போர்ஷ் வினைப் பொருளுடன் வினை: சில துளி கரிமச் சேர்மம் + 3ml போர்ஷ் வினைப் பொருள் + 1ml அடர் HCl + மிதமாக வெப்பப்படுத்தி பின் குளிரச் செய்யப்படுகிறது.	மஞ்சள் (அ) ஆரஞ்ச (அ) சிவப்பு நிற வீழ்பாடுவு உண்டாகவில்லை.	ஆல்டிஹைடு (அ) கீட்டோன் இல்லை. .
5.	கந்தக அமிலச் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச்சேர்மம் + அடர் H ₂ SO ₄ + மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.	கருகிய சர்க்கரையின் மணத்துடன் கரியாகவில்லை.	கார்போஹைட்ரேட் இல்லை.

அலிபாட்டிக் (அ) அரோமேட்டிக் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

6.	எரித்தல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மத்தை நிக்கல் கரண்டியில் எடுத்து புஞ்சன் சுடரில் எரிக்கப்படுகிறது.	கரிப்புகையுடன் சுடர் உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் சேர்மம் எனக் கண்டறிப்படுகிறது.
----	--	----------------------------------	--

நிறைவுற்று (அ) நிறைவுறாத் தன்மையைக் கண்டறியும் சோதனை:

7.	புரோமின் நீருடன் வினை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு புரோமின் நீர் +குலுக்கப்படுகிறது.	புரோமின் கரைசலின் நிறம் மறைந்து வெண்ணிற வீழ்பாடுவு உண்டாகிறது.	அரோமேட்டிக் அமீன் (அ) பீணாலாக உள்ளது.
8.	பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 2ml நீர் + சிறிதளவு நீர்த்த காரம் கலந்த KMnO ₄ + குலுக்கப்படுகிறது	KMnO ₄ கரைசலின் இளங்சிவப்பு நிறம் மறையவில்லை.	நிறைவுற்று கரிமச் சேர்மாக உள்ளது.

பீணாலுக்கான சோதனை

9.	நடுநிலை FeCl ₃ கரைசல் சோதனை: 2ml நடுநிலை FeCl ₃ கரைசல் + சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + கலக்கப்படுகிறது. (நிறம் உண்டாகவில்லையெனில்) 3 (அ) 4 துளி ஆல்கஹால் சேர்க்கப்படுகிறது.	ஊதா அல்லது பச்சை நிறம் உண்டாகிறது.	பீணாலிக் சேர்மம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
----	--	------------------------------------	---

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்திற்கான சோதனை

10.	எஸ்ட்ராக்குதல் சோதனை: சிறிதளவு கரிமச் சேர்மம் + 1ml எத்தில் ஆல்கஹால் + 5 துளிகள் அடர் H ₂ SO ₄ + 5 நிமிடங்கள் வெப்பப்படுத்தி இக்கலவையை பீக்கரில் உள்ள சோடியம் கார்பனேட் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது.	நழுமணமிக்க பழவாசனை உணரப்படுகிறது.	கார்பாக்சிலிக் அமிலம் உள்ளது என உறுதி செய்யப்படுகிறது.
-----	--	-----------------------------------	--

முடிவு:

- கொடுக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம்
- i) அரோமேட்டிக் சேர்மாகும்.
- ii) நிறைவுற்று தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
- iii) பீணால் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமில வினைசெயல் தொகுதிகளைப் பெற்றுள்ளது.
